

Comment utiliser votre dispositif Diskus

1. Ouvrez le dispositif.



2. Glissez le levier.

3. Expirez sans mettre votre bouche sur l'appareil.

4. Inclinez légèrement la tête vers l'arrière et tenez-vous droit en position assise.



5. Refermez vos lèvres fermement autour de l'embout buccal.

6. Inspirez rapidement et profondément.

7. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 10.

8. Fermez l'inhalateur Diskus.



9. Répétez les étapes 1 à 8 au besoin.

10. Ensuite, rincez-vous la bouche en gargarisant, et crachez.

11. L'indicateur de doses sur la partie supérieure du dispositif précisera le nombre de doses qui y reste.

12. Lorsqu'il ne vous restera que 5 doses, l'indicateur sera rouge. L'indicateur montrera 0 lorsqu'il est vide.



13. Nettoyez le dispositif Diskus une fois par semaine à l'aide d'un linge sec.

14. Ne le lavez jamais à l'eau.

15. Entreposez le dispositif Diskus dans un endroit frais.