

Comment utiliser votre dispositif Handihaler

1. Relevez le capuchon et ouvrez l'embout buccal.



2. Retirez une gélule de l'emballage et placez-la dans l'ouverture à la base du dispositif.

3. Fermez l'embout buccal. Vous entendrez un déclic lorsqu'il sera bien fermé.



4. Enfoncez le bouton vert aussi loin que possible en un seul mouvement, et relâchez.

5. Inclinez légèrement la tête vers l'arrière et tenez-vous droit en position assise.



6. Expirez sans mettre votre bouche sur l'appareil.

7. Refermez vos lèvres fermement autour de l'embout buccal et inspirez rapidement et profondément. Vous entendrez le dispositif tourner.

8. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 10.

9. Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que la gélule soit complètement vide.



10. Jetez la gélule en renversant le dispositif au-dessus d'une poubelle.

Ne TOUCHEZ PAS la gélule!

11. Fermez l'embout buccal et le capuchon.

12. Lavez-vous les mains après chaque utilisation.



13. Nettoyez le dispositif une fois par mois ou au besoin.

- Relevez le capuchon et ouvrez l'embout buccal.
- Ouvrez la base du dispositif en soulevant le capuchon perforateur.
- Rincez le dispositif à l'eau tiède. N'utilisez pas de savon.
- Laissez le dispositif sécher à l'air.

14. Entrez le dispositif dans un endroit frais. Gardez les gélules dans leur emballage.